



FICHE TECHNIQUE

Désinfection instrument à froid ANIOS STERANIOS 2% Prêt à l'emploi

Désinfection à froid de l'instrumentation médicale, chirurgicale et endoscopique.

Solution Anios prête à l'emploi conseillée pour l'instrumentation thermosensible. Trempage 20 mn (1h pour action sporicide). Contient 2% de glutaraldéhyde . Ph neutre. Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide, actif sur HIV 1, Hépatite B, Herpès virus, BK, Helicobacter pylori et Mycoplasme.

Conformités aux normes :

NF EN1040, NFT72-151, NFT72-171, NFT 72-301, NFT 72-201, NF EN 1275, NFT 72-190, NFT 72-230/231, NFT 72-180).

Conditionné en bidon de 2 et 5 L.
Prêt à l'emploi.

Matériel médical CE

Pour un contrôle précis du taux de glutaraldéhyde actif des solutions Steranios, [découvrez les bandelettes de contrôle Anios.](#)

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires.

Très toxique pour les organismes aquatiques. Entraîne des effets néfastes à long terme. Peut être corrosif sur les métaux.

